

DE OEC BMBI Szabványműveleti előírás	Száma: BSL2-011	
	Érvényessége: 2013. szeptember 1-től	
A BSL2 LABORATÓRIUMBAN ENGEDÉLYEZETT FERTŐTLENÍTŐSZEREK, FORGATÁSI REND		
Készítette:	aláírás	dátum
Ellenőrizte:	aláírás	dátum
Jóváhagyta:	aláírás	dátum
Tartalma: 4 oldal	-- darab melléklettel együtt	
Referenciák:		

Felülvizsgálta (dátum/aláírás):	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:

DE OEC BMBI szabványműveleti előírás	Száma: BSL2-011	
A BSL2 LABORATÓRIUMBAN ENGEDÉLYEZETT FERTŐTLENÍTŐSZEREK, FORGATÁSI REND		
Készítette:	aláírás	dátum
Ellenőrizte:	aláírás	dátum

A BSL2 laboratóriumban használható fertőtlenítőszeresek listája:

1. Neomagnol tabletta
2. SUMA D4 tabletta
3. SENSIVA Kézfertőtlenítő szer
4. Mikrozyd AF Liquide felületfertőtlenítő szer
5. SprayIn-TEVA alkoholos felület és műszerfertőtlenítő szer

A fertőtlenítőszeresek használati utasításai:

1. Neomagnol tabletta

Ajánlott felhasználás:

Kézfertőtlenítésre 1–2 tablettát kell feloldani 1 liter vízben.

Váladékgyűjtő-edényzet fertőtlenítésére 50 tablettát kell feloldani 1 liter vízben.

Figyelmeztetés

Más tisztító és fertőtlenítő szerekkel keverni tilos!

Kizárólag kesztyűben lehet a tablettát megfogni!

Tárolás:

Eredeti dobozában a folyóvízes csap feletti polcon.

Száraz hűvös helyen tartandó legfeljebb 25 C-on!

Kezelése:

Kizárólag Béládi Márta/Komóczi Edit készíthet belőle oldatokat!

Friss oldat készítése:

2 hetente kell a vízfürdőbe friss oldatot készíteni neomagnol tablettával a kijelölt személyeknek.

Hivatkozások: OGYI-T-11705/01; OGYI-T-11705/02

2. SUMA D4 tabletta

Ajánlott felhasználás:

DE OEC BMBI szabványműveleti előírás	Száma: BSL2-011	
A BSL2 LABORATÓRIUMBAN ENGEDÉLYEZETT FERTŐTLENÍTŐSZEREK, FORGATÁSI REND		
Készítette:	aláírás	dátum
Ellenőrizte:	aláírás	dátum

Kizárólag Intézményi felhasználásra!

1 tablettát kell tenni 1 liter vízbe, amivel 10x-es töménységű oldatot kapunk. 100 ml szennyezett folyadékhoz (pl. vírus felülúszó) 10 ml 10x-tömény oldatot kell tenni.

Behatási idő: 5-60 perc.

Figyelmeztetés:

A tablettát kizárólag kesztyűben lehet megfogni!

Savval érintkezve mérgező gázok keletkeznek!

Szem és légút izgató hatású!

Tárolás:

Tárolni a folyóvízes csap feletti polcon kell a SUMA D4 tablettát.

A tömény oldat a folyóvízes csap mellett a feliratozott tárolóban van.

Száraz hűvös helyen tartandó legfeljebb 25 °C-on!

Elkészítés:

Az oldat elkészítését kizárólag Béládi Márta/Komóczi Edit végezheti.

Friss oldatot hetente egyszer kell készíteni.

Hivatkozás: 1907/2006/EK, 31.

3. SENSIVA Kézfertőtlenítő szer

Ajánlott felhasználás:

Higiénés kézfertőtlenítés: szükség szerint legalább 3 ml-nyi készítményt 30 másodpercen keresztül a kézbe be kell dörzsölni.

Figyelmeztetés:

Csak ép bőrfelületen szabad alkalmazni.

Más tisztító és fertőtlenítő szerekkel tilos összekeverni.

Nyílt láng és gyújtóforrás közelében alkalmazni tilos!

Tárolás: A folyóvízes csap mellett.

Hivatkozások: OTH engedély szám: 420-2/20013; BT 045004

4. Mikrocid AF Liquide felületfertőtlenítő szer

Ajánlott felhasználás:

A Mikrocid AF Liquide oldatot hígítás nélkül kell felvinni a tárgyakra, felületekre és hagyni kell rászáradni. Ügyelni kell arra, hogy a felület egyenletesen be legyen fedve.

DE OEC BMBI szabványműveleti előírás	Száma: BSL2-011	
A BSL2 LABORATÓRIUMBAN ENGEDÉLYEZETT FERTŐTLENÍTŐSZEREK, FORGATÁSI REND		
Készítette:	aláírás	dátum
Ellenőrizte:	aláírás	dátum

A felvitt mennyiség maximum 50 ml/m² lehet. Az esetleg feleslegben lévő oldatot le kell törölni. Az oldat retrovírusok elpusztítására alkalmas! Az oldatot a steril fülkében is lehet alkalmazni.

Figyelmeztetés:

Akril-üvege nem szabad az oldattal fertőtleníteni.

Tárolás:

Szórófejes flaskába kell tölteni, melyet kizárólag Béládi Márta/Komóczi Edit végezhet. Az oldatot a steril fülke melletti tárolón kell tartani!

Hivatkozás: OTH engedély szám 6401-4/2009; BT 45 009; CE 0297

5. SprayIn-TEVA alkoholos felület és műszerfertőtlenítő szer

Ajánlott felhasználás:

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. A fertőtlenítendő felületet 20-30 cm távolságból kell egyenletesen bepermetezni, úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. Minimális hatásidő 5 perc. 50 ml/m² mennyiségű fertőtlenítő szer adagolása szükséges. Az oldat retrovírusok elpusztítására alkalmas! Az oldatot a steril fülkében is lehet alkalmazni.

Figyelmeztetés:

Más tisztító és fertőtlenítő szerekkel keverni tilos!

Tárolás:

Szórófejes flaskába kell tölteni, melyet kizárólag Béládi Márta/Komóczi Edit végezhet. A fertőtlenítőszer a steril fülke melletti tárolón kell tartani.

Hivatkozás: OTH 397-4/2010

A fertőtlenítőszer forgatási rendje:

Minden évben január 1-től június 3-ig SprayIn-TEVA fertőtlenítőszer használunk. Július 1. és december 31. között pedig MikroZid AF Liquide felületfertőtlenítő szert kell használni a BSL2 laboratóriumban.